

薬用ハンドソープ

「サンレット薬用ハンドクリーン」



- ・品名 : 薬用ハンドソープ「サンレット薬用ハンドクリーン」
- ・液性 : 弱アルカリ性
- ・用途 : 手指の洗浄・除菌・殺菌
- ・仕様濃度 : 10~20%
- ・荷姿 : 4.5kg×4本 (タフテナー)
: 18kg (缶)
: 2kg×6本 (ポリ)
- ・成分 : イソプロピルメチルフェノール、ラウリン酸、ミリスチン酸、水酸化カリウム、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ラウリン酸アミド、プロピルベタイン液、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム、ジプロピレングリコール、エデト酸二ナトリウム、青色1号、黄色4号、水

- ・手指の汚れの洗浄、殺菌が同時に行えます。
- ・安定性に優れ、確実な殺菌効力が得られます。
- ・5-10倍に希釈して使用する濃縮タイプです。

別売にて便利な希釈容器をご用意しております。詳細は、担当セールスマンまでお問い合わせください。



※別売り

水石鹼用 1ℓ 希釈ボトル・ホルダー



※別売り

2kg希釈容器

衛生管理の基本である手洗いの必需品。

食品工場など、大量使用されるお客様には18kg缶がおすすめです。

場所場所での使用量は少ないが使用場所が多い拠点には2kg×6本のポリタイプがおすすめです。



《性質・用途・効果・注意》



安定した洗浄・殺菌効果で衛生的！！

〈使用上の注意〉●湿疹、皮膚炎(かぶれ・ただれ)等、皮膚障害のある時は悪化させる恐れがありますので使用しないで下さい。●使用により、かぶれたり刺激を感じたときは使用をおやめ下さい。●目に入ったときはすぐに洗い流して下さい。●万一水を飲み込んだ場合は水を飲ませる等の処置をして下さい。●いずれの場合も異常が残る場合、専門医に相談して下さい。●幼児の手の届かない場所に保管しシャボン玉遊びやいたずらに注意して下さい。●用途以外に使用しないで下さい。●キャップを開けるときは液が飛び出す恐れがありますのでご注意ください。また、容器を移動する際はキャップをしっかりと閉めて下さい。●他の薬剤・洗浄剤とは混ぜないで下さい。●他の容器に移し替える場合は、容器をよく洗い、乾かしてから移し替え、**本品名及び注意事項を明記**して下さい。(混入防止措置)●野菜・果物・食器などの洗浄に使用しないで下さい。

お問い合わせは

ENDRESS 日本エンドレス株式会社

【本 社】〒175-0081 東京都板橋区新河岸2-7-7エンドレスビル

TEL 03-5383-6777

FAX 03-5997-6800 E-mail info@endress.co.jp

【仙台営業所】〒981-3201 宮城県仙台市泉区泉ヶ丘2-15-11

TEL 022-371-8887 FAX 022-371-8886

URL <http://www.endress.co.jp>

商品・当社へのお問い合わせはこちら⇒⇒⇒⇒

